

**FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES – WARNUNG!** Befestigen Sie niemals Schnüre oder Bänder am Beruhigungssauger, da Ihr Kind sich darin verwickeln könnte. Prüfen Sie den Sauger vor jedem Gebrauch – besonders wenn Ihr Kind schon Zähne hat. Den Sauger hierfür in alle Richtungen ziehen. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Schwachstellen sofort auswechseln. Setzen Sie den Beruhigungssauger niemals direktem Sonnenlicht oder großer Hitze aus und belassen Sie ihn niemals länger als empfohlen in Sterilisationslösung. Das kann das Material des Saugers angreifen. Lassen Sie Ihr Baby nicht mit den Aufsteckkappen spielen, um Gefahr durch Verschlucken auszuschließen. Beruhigungssauger und Aufsteckkappen eignen sich für alle haushaltsüblichen Sterilisationsmethoden. Die äußere Verpackung NICHT sterilisieren. Vor dem ersten und jedem weiteren Gebrauch den Beruhigungssauger gründlich waschen und abspülen. Zur Sterilisation entweder einen AVENT Dampfsterilisator verwenden oder den Sauger alternativ mindestens 5 Minuten in kochendem Wasser auskochen. Nach der Sterilisation den Beruhigungssauger mindestens 5 Minuten abkühlen lassen und aus hygienischen Gründen verbliebenes Restwasser aus dem Sauger entfernen. Vor jeder Verwendung reinigen. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und stellen Sie sicher, dass Arbeitsflächen, die mit sterilisierten Teilen in Berührung kommen, sauber sind. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel oder antibakterielle Spülmittel. Eine übermäßige Konzentration von Reinigungsmitteln kann dazu führen, dass Plastikteile mit der Zeit Risse bekommen. Sollte dies der Fall sein, die betroffenen Teile sofort ersetzen. Sauger nicht in süße Substanzen oder Arzneimittel eintauchen, da dies zu Zahnschäden (Karies) führen kann. Wir empfehlen, die Sauger aus Sicherheits- und Hygienegründen alle 4 Wochen auszuwechseln. Falls der Beruhigungssauger sich in Babys Mund verankert – bitte Ruhe bewahren. Er kann nicht verschluckt werden und wurde konzipiert, um mit solch einer Situation fertig zu werden. Den Beruhigungssauger vorsichtig aus der Mundhöhle entfernen – so behutsam wie möglich. Benutzen Sie dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. In einem trockenen, geschlossenen Behälter aufbewahren.

Beruhigungssauger aus der "Für die Nacht"-Serie: Griff vor Gebrauch unter eine Lichtquelle halten.

Entspricht EN 1400.

AVENT® ist für Sie da: DE: **0800 180 8174** (gebührenfrei)  
AT: **0800 292 553** (gebührenfrei) CH: **056 266 5656**